

000/0160.022/20



## Gants en nitrile MEDIUM - sans poudre

Les gants en nitrile sont des gants bleus qui donnent à l'utilisateur une sensibilité élevée et qui lui garantissent un confort et une mobilité optimale. De plus, leur coupe est si bonne qu'après un certain temps, l'utilisateur remarque à peine qu'il les porte.

### Propriétés

100% nitrile. Antiallergique (pas de latex). Couleur bleue - Les gants en nitrile de MExT sont conformément au règlement (CE) n°1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. Fin : plus grande sensibilité. Ambidextre (on peut les utiliser pour les deux mains). Bonne adhérence. Non poudré. Résistance solvants : 95% Ethanol. Conformes les normes EN 455-1, 455-2, 455-3, ASTM D6319-00a et D412-06ae2. Usage unique. 4 tailles: S, M, L et XL.

|                                                                                | S                     | M                | L                 | XL                |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Longueur                                                                       | Min. 240mm            |                  |                   |                   |
| Epaisseur du bout du doigt                                                     | Min. 0.12mm ± 0.03 mm |                  |                   |                   |
| Epaisseur de la paume                                                          | Min. 0,10mm ± 0.03 mm |                  |                   |                   |
| Largeur de la paume                                                            | 80 mm<br>± 10 mm      | 95 mm<br>± 10 mm | 110 mm<br>± 10 mm | 120 mm<br>± 10 mm |
| Charge de rupture avant vieillissement                                         | Min. 14 mégapascal    |                  |                   |                   |
| Charge de rupture après vieillissement                                         | Min. 14 mégapascal    |                  |                   |                   |
| Résistance de rupture avant vieillissement                                     | Min. 500%             |                  |                   |                   |
| Résistance de rupture après vieillissement<br>vieillissement<br>vieillissement | Min. 500%             |                  |                   |                   |

### Utilisation

Enlevez les gants en tirant par la manchette, et non par les doigts.

Ambidextre: utilisable sur chaque main.



## Contenu

Boîte 100 pièces.

## Préservation

Conserver à une température ambiante. Eviter les rayons du soleil. Date d'expiration : 60 mois après la date d'expiration si on les conserve dans un endroit sombre, frais et sec. Produit individuel : voir emballage.

Les gants en nitrile sont des dispositifs médicaux.

**Version: 01/05/2024**