

000/5170.203/30



## Tensiomètre poignet Omron RS4

Précis, fiable et pratique

L'OMRON RS4 est un tensiomètre compact et facile d'utilisation qui mesure la pression artérielle et la fréquence du pouls, simplement et rapidement. Pour un gonflage contrôlé confortable, sans préréglage de la pression ou regonflage, l'appareil fait appel à une technologie avancée: "IntelliSense".

### Propriétés

- Le tensiomètre est pourvu d'un affichage numérique LCD très clair et est facile à utiliser.
- Le capteur de positionnement LED indique si le tensiomètre est placé correctement par rapport au cœur et garantit ainsi des résultats précis.
- Grâce à la technologie *Intellisense* la mesure se passe confortablement, sans tension forte désagréable.
- Se gonfle et se dégonfle automatiquement.
- S'éteint automatiquement après deux minutes.
- Enregistrement automatique jusqu'à 60 relevés.
- Bracelet universel pour chaque poignet; la mesure peut être prise sur le poignet gauche ou sur le poignet droit.
- Plage de mesure:

- Pression artérielle: SYS 60 à 260 mmHg / DIA 40 à 215 mmHg  
(précision:  $\pm 3$  mmHg).
- Pouls: 40 à 180 pulsations/minute  
(précision:  $\pm 5\%$  du relevé affiché).
- Garantie: 3 ans à compter de la date d'achat (pas pour le bracelet).

## Applications

- Vérification de la tension artérielle et du battement du pouls. L'indicateur d'hypertension indique la détection d'un cas d'hypertension éventuel à la fin de la mesure.
- Suivi de l'hypertension matinale: affichage des moyennes hebdomadaires des mesures réalisées le matin sur 4 semaines.
- Détection des troubles du rythme cardiaque.

## Utilisation

Voir mode d'emploi.

### Remarques

- La pression artérielle peut être différente entre le poignet droit et le poignet gauche et les valeurs mesurées de la pression artérielle peuvent également être différentes. Utiliser donc toujours le même poignet pour la mesure.
- Retirer les vêtements serrés ou épais et tout accessoire du poignet lors d'une prise de mesure.
- Rester immobile et NE PAS parler pendant la prise de mesure.
- Maintenir le tensiomètre au niveau du cœur jusqu'à ce que la mesure soit terminée.

## Contenu

- tensiomètre
- 2 piles alcalines AAA

- boîte de rangement
- mode d'emploi

## Préservation

- Conserver le tensiomètre dans sa boîte de rangement lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne pas ranger le tensiomètre dans des endroits exposés aux températures extrêmes, à l'humidité ou à l'ensoleillement direct.

Ce dispositif médical a été validé cliniquement au sein de la population générale.

**Version: 07/05/2024**