

000/0020.127/30



Hydroskin Honey, waterdichte hydrogelpleister met medical grade honey

Hydroskin Honey is een zelfklevende transparante tweedehuidspleister met Hydrogelkompres op basis van medical grade honing.

De huidfilm zorgt voor absolute bescherming tegen vocht en micro-organismen. De honing van medische kwaliteit werkt antimicrobieel en ontstekingsremmend.



Eigenschappen

- Polyurethaan huidfilm rondom het kompres: semi-permeabel, maw ondoorlaatbaar voor water, vet, olie en bacteriën van buiten naar binnen. Wel doorlaatbaar van binnen naar buiten zodat de huid voldoende kan ademen én overvloedig vocht wordt verwijderd. Grote kleefkracht, hypoallergeen. Transparant: voor een optimale wondinspectie
- Hydrogelkompres. Hydrogel zorgt ervoor dat vocht wordt afgegeven aan de gedeitaliseerde weefsels van de wond en overtollig wondvocht wordt geabsorbeerd, waardoor een soort 'microklimaat' ontstaat voor wondgenezing: de combinatie Hydrogel, wond-vocht en het gebrek aan zuurstof creëert een vochtige wondomgeving waardoor de huid in de wond sneller wordt geregenereerd. Kan bevorderend zijn bij angiogenese*. Hydrogel werkt pijnverlichtend en zorgt voor een verzachtend effect (geen korstjes). Schokabsorberend. Laat geen resten achter en minimaliseert pijn bij vervanging van het kompres.
- Hydrogelkompres bevat 30% honing van medische kwaliteit. Werkt als een krachtig,

natuurlijk antimicrobieel en ontstekingsremmend middel en bevordert de genezing zonder het risico op bacteriële resistentie.

- Individueel en steriel verpakt.
- Kan worden gedragen tijdens douche, vermindert schuring en wrijving, beschermt benige gebieden, past zich aan de lichaamsvorm aan en beweegt mee met het lichaam.

*Angiogenese is een fysiologisch proces waarbij nieuwe bloedvaten groeien uit reeds bestaande. Het komt o.a. voor tijdens wondgenezing. Angiogenese helpt bij wondgenezing door noodzakelijke bloedbestanddelen naar gewonde gebieden te transporteren, waardoor weefselgroei en regeneratie worden bevorderd.

Toepassingen

Ter verzorging van kleine brandwonden, oppervlakkige snij- en schaafwonden en andere kleine wonden. Ideaal voor blaren op hielen.

Gebruik

AANBRENGEN

- De wond reinigen
- Aanbrengen op een oppervlak dat schoon is en niet vetig.
- Zorg ervoor dat het klevende deel contact maakt met de omliggende intacte huid, om te zorgen voor een goede afdichting

VERVANGEN

- Kan maximaal 7 dagen op de wond blijven, afhankelijk van de staat van de wond en de hoeveelheid exsudaat.
- Bij overmatig wondvocht, moet de pleister vervangen worden.
- Bij minder of weinig wondvocht, kan de pleister om de 2-3 dagen worden vervangen totdat de wond geneest.
- Het verband kan verwijderd worden door dit aan één hoek los te maken en evenwijdig met

de huid uit te rekken.

Inhoud

24 stuks

Bewaring

- Droog bewaren, beschermd tegen zonlicht.
- Bewaren op kamertemperatuur tussen 5° en 25°C
- Vervaldatum: 36 maand DOM

Dit product is een medisch hulpmiddel class IIb steriel, CE0481 gekeurd.

Versie: 10/10/2026

